

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 18 (Krt18) Pour Wb - P05783

Numéro d'article: CM0003612

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-cytokératine 18 (KRT18) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec la KRT18 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la biologie des cellules épithéliales et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-cytokératine 18 (KRT18)
Remarques/Alias	K18 ; CK-18 ; CYK18 ; Cytokératine 18 (KRT18)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3875
GeneID	3875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-430 de la cytokératine 18 humaine (KRT18) (P05783)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05783
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace