

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dab2Ip - Q5Vwq8

Numéro d'article: CM0019581

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre DAB2IP, une protéine d'échafaudage impliquée dans les voies de signalisation, l'apoptose et la suppression tumorale. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | DAB2IP Lapin pAb                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP                                                                                                                   |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 153090                                                                                                                                                |
| GeneID             | 153090                                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 205-320 de DAB2IP humain (NP_619723.1)) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Rat                                                                                                                                           |
| SWISS              | Q5VWQ8                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire  | 132kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                          |