

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51397

Numéro d'article: CM0030232

Introduction

Découvrez l'anticorps polyclonal de lapin anti-DAP (P51397) de CamelBio pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, l'autophagie et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin anti-DAP
Remarques/Alias	DAP1; DAP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1611
GenelD	1611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-102 de la DAP humaine (NP_004385.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51397
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace