

Dazl Lapin Pab - Q92904

Numéro d'article: CM0013307

Introduction

Anticorps polyclonal DAZL Lapin validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Protéine de liaison à l'ARN essentielle pour la spermatogenèse ; expression spécifique aux testicules. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAZL Lapin pAb
Remarques/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1618
GeneID	1618
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92904
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace