

Dcaf11 Pab Lapin - Q8Teb1

Numéro d'article: CM0021607

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DCAF11, un récepteur de substrat pour le complexe E3 ubiquitine ligase CUL4-DDB1. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la voie de l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAF11 pAb lapin
Remarques / Alias	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	80344
GenelD	80344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 170 de DCAF11 humaine (NP_079506.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TEB1
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace