

Ddx1 Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92499

Numéro d'article: CM0010454



Introduction

Anti-DDX1 anticorps monoclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier les rôles de l'ARN hélicase dans la transcription, la réponse antivirale et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	DBP-RB ; UKVH5d ; DDX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1653
GeneID	1653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 441-740 de DDX1 humain (NP_004930.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92499
Poids moléculaire protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace