


Ddx3 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00571

Numéro d'article: CM0030384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le DDX3 humain (O00571) pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Impliqué dans le métabolisme de l'ARN, la régulation de la traduction et la signalisation immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1654
ID de gène	1654
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du DDX3 humain (NP_001347.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00571
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace