


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx50 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bq39

Numéro d'article: CM0025593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DDX50 humain (GU2/GUB), validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le métabolisme de l'ARN et la restriction antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal anti-DDX50 de lapin (pAb)
Remarques/Alias	GU2 ; GUB ; mcdrh ; RH-II/GuB ; DDX50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79009
GeneID	79009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du DDX50 humain (NP_076950.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ39
Poids moléculaire protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace