

## Ddx51 Pab De Lapin - Q8N8A6

Numéro d'article: CM0016080

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DDX51 validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Cible : hélicase ARN DDX51 dépendante de l'ATP, un facteur clé de la biogenèse de la sous-unité ribosomique 60S.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | DDX51 pAb de lapin                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | DDX51                                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (humain)      | 317781                                                                                                                            |
| GeneID               | 317781                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 367-666 de la DDX51 humaine (NP_778236.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | Q8N8A6                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 72 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |