

Ddx55 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q8Nhq9

Numéro d'article: CM0018961

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DDX55 pour Western blot et ELISA. Détecte la DDX55 humaine et murine, une hélicase à ARN DEAD-box impliquée dans le traitement des ARNr. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX55 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	DDX55
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57696
GeneID	57696
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-360 de la DDX55 humaine (NP_065987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NHQ9
Poids moléculaire de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace