


Decr1 Pab De Lapin - Q16698

Numéro d'article: CM0012845



Introduction

DECRI pAb de lapin est un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, ciblant DECRI (2,4-diényl-CoA réductase mitochondriale) humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DECRI pAb de lapin
Remarques/Alias	DECRI; NADPH; SDR18C1; DECRI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1666
GeneID	1666
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-335 de DECRI humain (NP_001350.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16698
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace