


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Decr2 (Pab) Pour Wb, Elisa - Q9Nui1

Numéro d'article: CM0019133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DEC2 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte une bande de 31 kDa. Cible la 2,4-diénoyl-CoA réductase 2 peroxysomale, une enzyme auxiliaire de la β -oxydation des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PDCR ; SDR17C1 ; DEC2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	26063
ID du gène	26063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140 à 240 de la DEC2 humaine (NP_065715.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NUI1
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace