

Defb4A Pab De Lapin Pour Ihc-P, Elisa - O15263

Numéro d'article: CM0018872



Introduction

DEFB4A pAb de lapin est un anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta-défensine 2 humaine, validé pour IHC-P et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur les peptides antimicrobiens et les études sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEFB4A pAb de lapin
Remarques/Alias	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1673
GeneID	1673
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-64 de DEFB4A humaine (NP_004933.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15263
Poids de la protéine	7kDa
Expédition	Sac de glace