


Dek Mab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35659

Numéro d'article: CM0002369



Introduction

Anticorps monoclonal lapin DEK pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain et le rat. Cible le régulateur de chromatine nucléaire DEK (43 kDa). Idéal pour la recherche sur le cancer et la chromatine. - P35659

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEK mAb de lapin
Remarques/Alias	D6S231E; DEK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7913
GeneID	7913
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-200 de la protéine DEK humaine (P35659).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P35659
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac isotherme