


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Depdc6 Pour Wb Et Elisa - Q8Tb45

Numéro d'article: CM0025270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DEPDC6 de haute qualité validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte la DEPTOR humaine et murine, un régulateur négatif clé de mTOR essentiel pour les études d'autophagie. Idéal pour la recherche et le développement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DEPDC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEP.6 ; DEPDC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64798
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 de la DEPDC6 humaine (NP_073620.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TB45
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace