

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Desmine Pour Wb, Elisa - P17661

Numéro d'article: CM0013865

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la desmine validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Cible la desmine humaine, un filament intermédiaire de type III essentiel à l'intégrité du sarcomère musculaire. Adapté à la recherche sur le muscle cardiaque et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Desmin Rabbit pAb
Remarques / Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1674
GeneID	1674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la desmine humaine (NP_001918.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17661
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace