

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Desmocolline 3 (Dsc3) Pour Wb, Elisa - Q14574

Numéro d'article: CM0022180

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Desmocolline 3 (DSC3) humaine, conçu pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Convient à l'étude de l'adhésion des desmosomes et de l'intégrité de la barrière épidermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Desmocolline 3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocolline 3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1825
ID de Gène	1825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 576-690 de la Desmocolline 3 humaine (NP_001932.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q14574
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace