

Ac Mab De Lapin Anti-Desmoplakine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15924

Numéro d'article: CM0007972



Introduction

Anticorps Monoclonal de Lapin anti-Desmoplakine validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine desmosomale d'environ 332 kDa, idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la cardiomyopathie et la dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb de Lapin anti-Desmoplakine
Remarques/Alias	DP; DCWHKTA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2609-2822 de la Desmoplakine humaine (NP_004406.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15924
Poids Protéique	332kDa
Expédition	Sac de glace