

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Destrine Pour Wb Et Elisa - P60981

Numéro d'article: CM0003481

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Destrine validé pour les applications WB et ELISA, réactif croisé avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la dépolymérisation de l'actine et de la régulation du cytosquelette. UniProt P60981.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Destrine
Remarques / Alias	ADF ; ACTDP ; HEL32 ; bA462D18.2 ; Destrine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11034
GeneID	11034
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60981
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet de glace