


Ac Mab Dhfr De Lapin Pour Wb, Elisa - P00374

Numéro d'article: CM0011415



Introduction

Anticorps Monoclonal de Lapin anti-DHFR validé pour WB et ELISA. Détecte le DHFR humain, de souris et de rat (21kDa). Convient pour le métabolisme des folates, la recherche sur le cancer et les études sur la résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb DHFR de Lapin
Remarques/Alias	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1719
ID de Gène	1719
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 88-187 du DHFR humain (NP_000782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00374
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace