


Dhrs4 Lapin Pab - Q9Btz2

Numéro d'article: CM0018663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DHRS4 de haute qualité pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le DHRS4 humain, murin et de rat (~30 kDa), une déshydrogénase/réductase impliquée dans le métabolisme des xénobiotiques et des stéroïdes. Idéal pour le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DHRS4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CR ; NRDR ; PHCR ; PSCD ; SDR-SRL ; SDR25C1 ; SDR25C2 ; SCAD-SRL ; DHRS4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10901
GeneID	10901
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTZ2
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace