

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Digoxine - Digoxine

Numéro d'article: CM0019105

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Digoxine pour des applications de Dot Blot (DB) et ELISA. Une réactivité indépendante de l'espèce garantit une large utilité dans la recherche de surveillance de la digoxine et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Digoxine pAb Lapin
Immunogène	Composés chimiques
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace