


Ac Pab De Lapin Dimethyl-Histone H3-K14 (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 14 diméthylée de l'histone H3 humaine (Q16695/P68431). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces (prédit).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin DiMethyl-Histone H3-K14
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide diméthylé synthétique autour de la K14 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace