


Anticorps Polyclonal De Lapin Dimethyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Pour La Recherche Épigénétique & Chip

Numéro d'article: CM0000339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la lysine 27 di-méthylée de l'histone H3 (H3K27me2). Adapté pour WB, IHC, IF, ELISA, ChIP et ChIP-seq chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études épigénétiques et la recherche sur la dynamique chromatinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin DiMethyl-Histone H3-K27
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMethyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace