


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3-K36 Diméthylé (Q16695 / P68431) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique reconnaissant la Lys36 diméthylée de l'histone H3 humaine (Q16695/P68431). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Large réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Adapté à la recherche en épigénétique et en biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-histone H3-K36 diméthylé
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3-K36 diméthylée
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	H3
ID de gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide diméthylé synthétique autour de la K36 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace