


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Diméthyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc, Ip Et Elisa

Numéro d'article: CM0000237



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité ciblant la lysine 36 diméthylée de l'Histone H3 humaine (SWISS : Q16695/P68431). Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit en cross-réaction avec l'homme, la souris, le rat et un large éventail d'espèces prédites. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre DiMéthyl-Histone H3-K36
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMéthyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique diméthylé autour de K36 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace