


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dimethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Pour La Recherche En Chip, Wb Et Épигénétique

Numéro d'article: CM0000378



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DiMethyl-Histone H3-K4 ciblant l'Histone H3 humaine (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq et CUT&Tag. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat et d'autres espèces. Convient pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-DiMethyl-Histone H3-K4
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMethyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique diméthylé autour de K4 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace