

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dimethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

Numéro d'article: CM0000401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 diméthylée sur la lysine 4 (H3K4me2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-DiMethyl-Histone H3-K4
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMethyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace