


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Diméthyl-Histone H3 (K79) (Q16695/P68431) Pour Wb, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000253



Introduction

pAc de Lapin anti-DiMéthyl-Histone H3-K79 validée pour Western blot, ELISA et ChIP. Reconnaît H3K79me2 humain, souris et rat. Convient pour la recherche épigénétique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de Lapin anti-DiMéthyl-Histone H3-K79
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMéthyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide diméthylé synthétique autour de la K79 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace