

Anticorps Polyclonal De Lapin Dimethyl-Histone H3-K79 (Q16695/P68431) - Validé Pour Wb, Ihc-P, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 diméthylée sur la lysine 79 (H3K79me2). Reconnaît l'histone H3 humaine, murine et de rat. Adapté pour WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Idéal pour la recherche en épigénétique et les études sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin DiMethyl-Histone H3-K79
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMethyl-Histone H3-K79
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé autour de K79 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace