


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Histone H3 Diméthylée K9 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000397



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre l'histone H3 diméthylée sur la lysine 9 (H3K9me2). Adapté pour WB, DB, IHC-P, ELISA et ChIP. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat et un large éventail d'espèces. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Histone H3 diméthylée K9
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide diméthylé synthétique autour du résidu K9 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace