


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dimethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Pour La Recherche En Épigénétique | Wb, Chip, If/Icc

Numéro d'article: CM0000390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DiMethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) validé pour WB, ChIP, IF/ICC, et plus. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études épigénétiques et de chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DiMethyl-Histone H3-K9
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMethyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	H3
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace