


Anticorps Monoclonal De Lapin Dimethyl-Histone H4-K20 (P62805) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000292



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin DiMethyl-Histone H4-K20 (P62805) validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible la lysine 20 diméthylée de l'histone H4. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin DiMethyl-Histone H4-K20
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace