


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Histone H4-K20 Diméthylé (P62805) - Validé Pour Wb, Db, Ihc-P, Elisa Dans Les Études Épигénétiques

Numéro d'article: CM0000321



Introduction

Détecte spécifiquement la lysine 20 diméthylée de l'histone H4 humaine (P62805). Idéal pour WB, DB, IHC-P, ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite. Convient à la biologie de la chromatine et aux applications de diagnostic in vitro (DIV) épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-histone H4-K20 diméthylé
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	8359/8370
ID de gène	8359
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé autour de la K20 de l'histone H4 humaine (NP_003539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace