

Pab Lapin Dimethyl-Histone H4-K20 (P62805) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000381



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H4 diméthylée sur la lysine 20 (H4K20me2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'homme, la souris, le rat et un large éventail d'espèces. Détecte une bande d'environ 11 kDa ; fourni sous forme liquide, expédié sur blocs de glace. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin DiMethyl-Histone H4-K20
Remarques / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique diméthylé autour de K20 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Bloc de glace