

Disc1 Lapin Mab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nri5

Numéro d'article: CM0005798



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le DISC1 humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neurogenèse, le développement cérébral et la schizophrénie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DISC1 Lapin mAb
Remarques/Alias	SCZD9 ; C1orf136 ; DISC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27185
GeneID	27185
Immunogène	`Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRI5
Poids Protéique	94 kDa
Expédition	Sac de glace