

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dlat Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

Numéro d'article: CM0025726

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLAT dirigé contre la dihydrolipoamide acétyltransférase de souris (PDC-E2). Validé en WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLAT Lapin pAb
Remarques/Alias	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	1737
GenelD	235339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 86-305 de la DLAT de souris (NP_663589.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8BMF4
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac de glace