

Dlgap5 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

Numéro d'article: CM0020862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DLGAP5 de haute qualité validé pour les applications de Western blot, IF/ICC et ELISA. Cible le DLGAP5 humain (DLG7/HURP), un régulateur du cycle cellulaire et un biomarqueur potentiel du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLGAP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	DLG7 ; HURP ; DLGAP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9787
GeneID	9787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 547-846 du DLGAP5 humain (NP_055565.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15398
Poids moléculaire de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace