

DLx5 Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P56178

Numéro d'article: CM0009354



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin DLX5 détecte le DLX5 humain, un facteur transcriptionnel essentiel à la différenciation des ostéoblastes et au développement osseux. Applications : WB, ELISA. Idéal pour la recherche en biologie osseuse et en régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLX5 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	SHFM1 ; SHFM1D ; DLX5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1749
Identifiant du gène	1749
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du DLX5 humain (P56178).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56178
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace