

Mab De Lapin Anti-Dmgdh Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

Numéro d'article: CM0007563



Introduction

Le mAb de lapin anti-DMGDH est un anticorps monoclonal validé pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de la diméthylglycine déshydrogénase mitochondriale dans le métabolisme de la glycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DMGDH
Remarques / Alias	DMGDHD ; ME2GLYDH
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	29958
ID du gène	29958
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 472-866 de la DMGDH humaine (NP_037523.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Ui17
Poids de la protéine	45 kDa / 97 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant