

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dmp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Numéro d'article: CM0005574

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DMP1 validé pour le Western Blot (WB), l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et le test ELISA. Cible la protéine acide phosphorique de la matrice dentinaire 1 (DMP1) humaine, 56 kDa, impliquée dans la minéralisation osseuse et dentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-DMP1
Remarques/Alias	ARHP ; ARHR ; DMP-1
Espèce	Humain
GeneID	1758
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 413 et 513 de la DMP1 humaine (NP_004398.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13316
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Glacière