

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dnaja4 Pour Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Numéro d'article: CM0003573

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DNAJA4 validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'activité chaperonne localisée à la membrane, l'épissage alternatif et les études sur les protéines à doigts de zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-DNAJA4
Remarques / Alias	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55466
Identifiant de gène	55466
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-397 de la protéine DNAJA4 humaine (NP_057538.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WW22
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace