

Dnajc17 Lapin Pab - Q9Nvm6

Numéro d'article: CM0024237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADNJC17 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une protéine d'environ 35 kDa. Utile pour étudier la régulation transcriptionnelle médiée par PAX8 et la recherche liée aux chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJC17 Lapin pAb
Remarques/Alias	DNAJC17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55192
GeneID	55192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-304 de l'ADNJC17 humain (NP_060633.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NVM6
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace