

## Dnmt1 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0028888



### Introduction

DNMT1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DNMT1 humain, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour la recherche sur la méthylation de l'ADN, l'héritage épigénétique et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | DNMT1 Lapin pAb                                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1                                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| ID de gène (Humain)  | 1786                                                                                                                                          |
| ID de gène           | 1786                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 760-1109 de DNMT1 (NP_001370.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                        |
| SWISS                | P26358                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 183kDa                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |