


Dnmt3A Lapin Pab Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K1

Numéro d'article: CM0021398



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité ciblant DNMT3A, validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte DNMT3A humain, murin et de rat. Convient pour les études de méthylation de l'ADN de novo et d'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT3A Lapin pAb
Remarques / Alias	TBR5 ; HESJAS ; DNMT3A2 ; M.Hsa111A ; DNMT3A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1788
Identifiant du gène	1788
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-132 de DNMT3A humain (NP_072046.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K1
Poids protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace