

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpp3 Pour Wb, Elisa - Q9Ny33

Numéro d'article: CM0030392



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DPP3 validé pour WB et ELISA. Détecte la DPP3 humaine, de souris et de rat, une métalloprotéase cytosolique à zinc qui clive des peptides bioactifs comme les angiotensines et les enképhalines. Idéal pour le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DPPIII; DPP3
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	10072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la DPP3 humaine (NP_569710.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NY33
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace