


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Drd2 Pour Wb Et Elisa - P14416

Numéro d'article: CM0016640



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de la dopamine D2 humain (DRD2). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 51 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DRD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	D2R; D2DR; DRD2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1813
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DRD2 humain (NP_000786.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14416
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace