


Anticorps Polyclonal Anti-Dusp12 (Lapin) Pour Wb Et Elisa - Q9Uni6

Numéro d'article: CM0017271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DUSP12 validé pour la WB et l'ELISA dans des échantillons humains et murins. Détecte la phosphatase 12 à double spécificité (38 kDa), impliquée dans la déphosphorylation des résidus tyrosine et sérine/thréonine. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti-DUSP12
Remarques/Alias	YVH1 ; DUSP1 ; DUSP12
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	11266
ID du gène	11266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130 à 270 de DUSP12 humain (NP_009171.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9UNI6
Poids moléculaire	38 kDa
Expédition	Sac de glace