


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp4 Pour Wb, Elisa - Q13115

Numéro d'article: CM0026145



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DUSP4 détecte le DUSP4/MKP-2 humain en WB et ELISA. Cible la phosphatase à double spécificité qui déphosphoryle ERK1/2, avec un poids moléculaire prédit d'environ 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DUSP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-168 de DUSP4 humain (NP_001385.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13115
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace