

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Dut Pour Wb, Elisa - P33316

Numéro d'article: CM0006605



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la DUT humaine (dUTPase), validé en WB et ELISA. Immunogène recombinant C-terminal ; 27 kDa ; réactivité croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-DUT
Remarques/Alias	BMFDMS ; dUTPase ; DUT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1854
ID de gène	1854
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-252 de la DUT humaine (NP_001020419.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33316
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace